

Bath Chair without Back

Chaise de bain sans dossier

Silla de baño sin respaldo



User Instructions and Warranty

Mode d'emploi et garantie

Instrucciones para
el usuario y garantía

Weight Capacity
Capacité de poids
Capacidad de peso de
400 lb (181 kg)



REF **G2-201KRX1**

Not Made With Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.

Maintenance

Periodically, inspect the bath seat for damaged or loose components, and ensure that all parts are secure.

Check that there are no obstructions to normal, safe operation.

To maintain appearance and good hygiene, clean periodically with a non-abrasive cleaner or household cleaner with warm water. Rinse with warm water and wipe dry after cleaning.

DO NOT use abrasive powders, cleaners, cloths, or scouring pads.


Wipe bath seat dry after each use.

NOTE: If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, **DO NOT USE THE PRODUCT**. If you experience problems, please contact Medline at **1-800-MEDLINE**.

Contents

- If exposed to cold temperatures, allow contents to come to room temperature before completing assembly. Remove contents from box.
- Ensure that all parts are present before assembling the bath seat.

Part Identification	Part Name	Quantity
A	Bath Seat	1
B	Leg Frame	2
C	Thumbscrew	5
D	Support Bar	2
E	Leg	4



Assembly

1. Place bath seat upside down on a flat surface.
2. Place the leg frame marked with a "B" into the groove of the seat bottom marked "B" (**Figure 1**).
3. Place the leg frame marked with an "A" on top of the "B" leg frame and into the groove of the seat bottom marked "A" (**Figure 1**).
4. Insert a thumbscrew through the middle hole at the intersection of the leg frames, but do not fully tighten the screw (**Figure 1**).
5. Lay the support bars across both leg frames, parallel to the handles on the seat bench. Secure each end of the support bar to the pertinent leg frame with a thumbscrew.
NOTE: DO NOT use the bath seat without the support bars.




Figure 1




Figure 2

6. Insert each leg onto a leg frame by depressing the pushpins (**Figure 3A and 3B**). Slide the leg frames over the leg and setting to the same desired height (**Figure 3C**).

Adjusting Leg Height

1. On each leg, depress the push button and slide to desired height by aligning with a hole (**Figure 3B**). Let the push button snap into a hole to lock the leg in place (**Figure 3C**).
2. Check that the legs are locked in place by pushing down and pulling up on each leg.
3. Ensure all legs are at the same height.




Figure 3

Cautions

- To ensure the safe assembly and operation of this product, these instructions must be followed. **FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT.** If you are unable to understand these warnings, cautions and/or instructions, contact a healthcare professional, dealer or Medline before attempting to use this product.
- **DO NOT** assemble and use this product without first reading and understanding this user's guide, otherwise injury or damage may occur.
- Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the product. Prior to use, ensure the following:
 - Inspect all parts for possible damage before assembling. If there is any damage – **DO NOT USE**. Contact Medline at **1-800-MEDLINE**.
 - Check that the height adjusting pushbuttons fully protrude through the same corresponding hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in place at an even height.
 - Make sure all screws, nuts and bolts are tightened.
 - Verify that all tips are in place on the leg extensions and not ripped, worn or missing. Replace any missing or damaged tips.
 - The tips of all four leg extensions **MUST** touch the floor simultaneously at all times.
 - Ensure the chair remains balanced. Excessive twisting or turning while seated on the chair may cause a loss of balance and/or damage to the product.
 - User evenly distributes weight between the side supports when transferring in and out of the chair.
- **DO NOT** stand on the bath seat.
- **DO NOT** exceed the user weight capacity of **400 lb (181 kg)**.
- **DO NOT** place bath seat on uneven surfaces.
- **DO NOT** use if wobbly, unstable or not level.
- **DO NOT** make any adjustments while using the product.
- **DO NOT** use product for anything other than its intended use.

Entretien

Inspectez périodiquement le siège de bain pour vous assurer que les composants sont en bon état et bien serrés. Toutes les pièces doivent être solidement fixées.

Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle empêchant le fonctionnement normal et sécuritaire du siège.

Pour préserver l'apparence du siège et maintenir une bonne hygiène, nettoyez régulièrement avec un détergent ou un nettoyant ménager non abrasif dilué dans de l'eau tiède. Rincez à l'eau tiède et essuyez après le nettoyage.

N'utilisez PAS de poudres, de nettoyeurs ou chiffons abrasifs ni de tampons à récurer.


Essuyez le siège de bain après chaque utilisation.

REMARQUE : Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, **N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT**. En cas de problèmes, communiquez avec Medline en appelant le **1-800-MEDLINE**.

Contenu

- Si le produit est exposé au froid, amenez le contenu à la température ambiante avant d'effectuer l'assemblage. Videz la boîte de son contenu.
- Assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce avant d'assembler le siège de bain.

Identification des pièces	Nom de pièce	Quantité
A	Siège de bain	1
B	Cadre de patte	2
C	Vis de serrage	5
D	Barre d'appui	2
E	Patte	4



Assemblage

1. Placez le siège de bain à l'envers sur une surface plane.
 2. Placez le cadre des pattes marqué de la lettre « B » dans l'encoche sous le siège marquée de la lettre « B » (**Figure 1**).
 3. Placez le cadre des pattes marqué de la lettre « A » sur le cadre des pattes marqué de la lettre « B », dans l'encoche sous le siège marquée de la lettre « A » (**Figure 1**).
 4. Insérez une vis de serrage dans l'orifice du milieu à l'intersection des cadres de pattes; ne serrez pas complètement la vis (**Figure 1**).
 5. Placez les barres d'appui au travers des deux cadres de pattes, parallèlement aux poignées de la banquette. Fixez chaque extrémité de la barre d'appui au cadre de patte correspondant avec une vis de serrage.
- REMARQUE :** N'utilisez PAS le siège de bain sans les barres d'appui.




Figure 1




Figure 2

6. Insérez chaque patte sur un cadre en appuyant sur les goupilles-poussoirs. (**Figure 3A et 3B**). Glissez les cadres de patte sur chaque patte et réglez-les à la hauteur désirée (**Figure 3C**).

Réglage de la hauteur des pattes

1. Sur chaque patte, enfoncez le bouton-poussoir et glissez la patte à la hauteur désirée en l'alignant sur un trou (**Figure 3B**). Laissez le bouton-poussoir s'enclencher dans un trou pour verrouiller la patte en place (**Figure 3C**).
2. Vérifiez que les pattes sont verrouillées en appuyant puis en tirant sur chacune d'elles.
3. Assurez-vous que toutes les pattes sont à la même hauteur.




Figure 3

Mises en garde

- Suivez à la lettre les instructions suivantes pour un assemblage et une utilisation sécuritaires de ce produit. **LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUR L'UTILISATEUR OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.** Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, ces précautions ou ce mode d'emploi, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou Medline avant de tenter d'utiliser ce produit.
- **N'assemblez PAS** et **N'utilisez PAS** ce produit sans avoir d'abord lu et compris le manuel de l'utilisateur. Il y a sinon un risque de blessure ou de dommages.
- Les utilisateurs dont la force physique et/ou la mobilité sont limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation du produit. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes:
- Inspectez l'ensemble des pièces afin de détecter tout dommage avant l'assemblage. En cas de dommage, **N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT.** Communiquez avec Medline en appelant le **1-800-MEDLINE**.
- Vérifiez que les boutons-poussoirs de réglage de la hauteur ressortent complètement par le même trou correspondant sur chaque cadre de patte. Cela permet de s'assurer que les cadres de pattes sont bien verrouillés à la même hauteur.
- Assurez-vous que l'ensemble des vis, écrous et boulons sont serrés.
- Vérifiez que tous les embouts sont en place sur les cadres de patte et qu'ils ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Remplacez tous les embouts manquants ou endommagés.
- Les embouts des quatre cadres de pattes **DOIVENT** toucher le sol simultanément à tout instant.
- Vérifiez la stabilité de la chaise. Des rotations excessives de l'occupant peuvent déséquilibrer la chaise ou l'endommager.
- L'utilisateur répartit uniformément son poids entre les supports latéraux lorsqu'il monte dans le fauteuil ou en sort.
- **NE** montez **PAS** sur le siège de bain.
- **NE** dépassez **PAS** la capacité de charge de **181 kg (400 lb)**.
- **NE** placez **PAS** le siège de bain sur une surface irrégulière.
- **N'utilisez PAS** le siège s'il est bancal ou instable ou s'il n'est pas de niveau.
- **NE faites AUCUN** réglage lors de l'utilisation du produit.
- **N'utilisez PAS** le produit à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.

Mantenimiento

Inspeccione periódicamente el asiento de baño por si tiene componentes dañados o sueltos y cerciórese de que todas las piezas estén fijas.

Compruebe que no haya obstrucciones para el funcionamiento normal y seguro.

Para mantener su aspecto y promover la buena higiene, limpie el producto periódicamente con un limpiador no abrasivo o de uso doméstico con agua tibia. Enjuáguelo con agua tibia y séquelo con un paño después de limpiarlo.

NO use polvos o limpiadores abrasivos, ni paños o esponjas para restregar.


Seque el asiento de baño con un paño después de cada uso.

NOTA: Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, **NO USE EL PRODUCTO.** Si tiene problemas, por favor comuníquese con Medline llamando al **1-800-MEDLINE.**

Contenido

- Si se expone a temperaturas frías, deje que el contenido alcance la temperatura ambiente antes de completar el montaje. Saque el contenido de la caja.
- Cerciórese de que estén todas las piezas antes de montar el asiento de baño.

Identificación de piezas	Nombre de la pieza	Cantidad
A	Asiento de baño	1
B	Armazón de pata	2
C	Tornillo manual	5
D	Barra de soporte	2
E	Pata	4



Montaje

1. Coloque el asiento de baño boca abajo sobre una superficie plana.
 2. Coloque el armazón de las patas marcado con una "B" en la ranura de la parte inferior del asiento marcada con una "B" (Figura 1).
 3. Coloque el armazón de las patas marcado con una "A" encima del armazón de las patas marcado con una "B" y en la ranura de la parte inferior del asiento marcada con una "A" (Figura 1).
 4. Introduzca un tornillo de mariposa a través del orificio central en la intersección de los armazones de las patas, pero no lo apriete del todo (Figura 1).
 5. Coloque las barras de soporte cruzando ambos armazones de las patas, paralelas a los mangos del banco del asiento. Fije cada extremo de la barra de soporte al armazón de las patas correspondiente con un tornillo de mariposa.
- AVISO:** NO utilice el asiento de baño sin las barras de soporte.




Figure 1




Figure 2

6. Oprima los pulsadores para insertar cada pata en el armazón correspondiente. (**Figura 3A y 3B**). Deslice los armazones sobre las patas y ajústelos a la misma altura deseada (**Figura 3C**).

Ajuste de la altura de las patas

1. En cada pata, oprima el pulsador y deslícelo hasta la altura deseada alineándolo con un orificio (**Figura 3B**). Deje que el pulsador encaje en un orificio para bloquear la pata en su lugar (**Figura 3C**).
2. Empuje hacia abajo y tire hacia arriba de cada una de las patas para comprobar que estén fijas en su lugar.
3. Cerciérese de que todas las patas estén a la misma altura.




Figura 3

Precauciones

- Para garantizar el montaje y funcionamiento seguros del producto, deben seguirse estas instrucciones. **NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.** Si no entiende estas advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de atención médica, un distribuidor o con Medline antes de intentar usar este producto.
- **NO** monte ni use este producto sin antes haber leído y comprendido esta guía del usuario, de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- Los usuarios con fuerza física o movilidad limitadas deben recibir supervisión o asistencia cuando usen el producto. Antes de usar el producto, cerciérese de lo siguiente:
- Antes del montaje, inspeccione todas las piezas por si sufrieron daños. Si hubiera alguno, **NO LAS USE.** Comuníquese con Medline llamando al **1-800-MEDLINE.**
- Compruebe que los pulsadores que ajustan la altura sobresalgan completamente a través de los mismos orificios respectivos de cada extensión de pata. Esto garantizará que las extensiones de las patas estén firmemente fijas a una altura uniforme.
- Cerciérese de que todos los tornillos, tuercas y pernos estén apretados.
- Verifique que todas las conteras estén en su lugar en las extensiones de las patas y no estén rasgadas, desgastadas o falten. Reemplace las conteras faltantes o dañadas.
- Las conteras de las cuatro extensiones de las patas **DEBEN** tocar el suelo simultáneamente en todo momento.
- Cerciérese de que la silla permanezca equilibrada. El darse vuelta o girar excesivamente el cuerpo mientras se está sentado en la silla puede causar la pérdida de equilibrio y dañar el producto.
- Cuando se traslada hacia la silla y fuera de ella, el usuario distribuye el peso de forma uniforme en los apoyos laterales.
- **NO** se pare en el asiento de baño.
- **NO** exceda la capacidad de peso máxima de **400 lb (181 kg).**
- **NO** coloque el asiento de baño en superficies irregulares.
- **NO** lo use si se tambalea, es inestable o no está nivelado.
- **NO** realice ningún ajuste mientras usa el producto.
- **NO** use el producto para ningún uso diferente al indicado.

Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as tip accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Ce produit a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et commode. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'appareil liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les embouts, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

Garantía limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, incluidos accesorios tales como conteras, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su representante de cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiere aparecer en este manual.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive,
Northfield, IL 60093 USA.
Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com
Medline México
01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us | Suivez-nous | Siganos    